

# Használati útmutató

Részletes útmutató az izom masszázspisztoly biztonságos és hatékony használatához.

Masszázs • Izomlazítás • Regeneráció

## Használati útmutató

### Medatech izom masszázspisztoly – 4 fejjel, 6 fokozattal

Vezeték nélküli masszírozó • USB-C töltés • Teljes test masszázs

#### Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

#### Áttekintés

A masszázspisztoly modern eszköz az izmok ellazítására, regenerációjára és a feszültség csökkentésére.

A pulzáló mozgás segíthet az izmok ellazításában, javíthatja a vérkeringést és támogatja a sportolás utáni regenerációt.

A különböző masszázsfjek és állítható fokozatok lehetővé teszik a teljes test célzott kezelését.

#### Csomag tartalma

- 1 db masszázspisztoly
- 4 db cserélhető masszázsfj
- USB-C töltőkábel
- Tároló tasak
- Használati útmutató

## Termékadatok

- Tápellátás: akkumulátoros
- Akkumulátor: Li-ion
- Töltés: USB-C
- Masszázs fokozatok száma: 6
- Masszázsfejek száma: 4
- Felhasználás: teljes test masszázsa

## Használat (lépésről lépésre)

1. Helyezd fel a kívánt masszázsféjet.
2. Bekapcsolás: hosszú gombnyomás.
3. Fokozatváltás: rövid gombnyomás.
4. 6 különböző intenzitási szint közül választhatsz.
5. Az aktuális fokozatot LED jelzőfények mutatják.
6. A készüléket lassan mozgasd az izomfelületen.
7. Egy terület masszírozása 30–60 másodpercig ajánlott.
8. Kikapcsolás: hosszú gombnyomás.

**Töltöttség jelzés:** a LED fények száma mutatja az akkumulátor szintjét.

## Tisztítás / Karbantartás

- Használat után kapcsold ki.
- A fejek eltávolíthatók és tisztíthatók.
- A készüléket nedves kendővel töröld át.
- Ne merítsd vízbe.

## Biztonsági tudnivalók

- Ne használd sérült bőrön.
- Kerüld a csontok közvetlen kezelését.
- Gyermekek csak felügyelettel használják.
- Fájdalom esetén azonnal hagyd abba.

## Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold.

- Kerüld a nedvességet.
- A fejeket tartsd a tasakban.