

Használati útmutató

Részletes útmutató az izom masszázspisztoly biztonságos és hatékony használatához.

Masszázs • Izomlazítás • Regeneráció

Használati útmutató

Naxan izom masszázspisztoly – 6 fejjel, 6 fokozattal

Vezeték nélküli masszírozó • USB-C töltés • Teljes test masszázs

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A masszázspisztoly modern eszköz az izmok ellazítására, regenerációjára és a feszültség csökkentésére.

A gyors pulzáló mozgás segíthet az izmok ellazításában, javíthatja a vérkeringést, valamint támogathatja a sportolás utáni regenerációt.

A készülék többféle masszázsfejel és állítható intenzitási fokozatokkal rendelkezik, így különböző izomcsoportok kezelésére is alkalmas.

Csomag tartalma

- 1 db masszázspisztoly
- 6 db cserélhető masszázsfaj
- USB-C töltőkábel
- Tároló tasak
- Használati útmutató

Termékadatok

- Tápellátás: akkumulátoros
- Akkumulátor: Li-ion
- Töltés: USB-C
- Masszázs fokozatok száma: 6
- Masszázsfejek száma: 6
- Felhasználás: teljes test masszázs

Használat (lépésről lépésre)

1. Helyezd fel a kívánt masszázsfejet a készülék elejére.
2. A készülék bekapcsolásához tartsd nyomva a bekapcsoló gombot néhány másodpercig.
3. A masszázs intenzitása a gomb rövid megnyomásával állítható.
4. A készülék 6 különböző masszázs fokozattal rendelkezik.
5. Az aktuális fokozatot a készüléken található LED jelzőfények száma mutatja.
6. A masszírozót lassan mozgasd az adott izomterületen.
7. Egy izomcsoport masszírozása általában 30–60 másodpercig ajánlott.
8. A készülék kikapcsolásához ismét tartsd nyomva a gombot néhány másodpercig.

Töltöttség jelzése: a készüléken található LED jelzőfények mutatják az akkumulátor töltöttségi szintjét. Több világító LED magasabb töltöttséget jelent.

Tisztítás / Karbantartás

- Használat után kapcsold ki a készüléket.
- A masszázsfejek eltávolíthatók és nedves ruhával tisztíthatók.
- A készüléket száraz vagy enyhén nedves kendővel töröld át.
- Ne merítsd vízbe.

Biztonsági tudnivalók

- Ne használd sérült bőrfelületen vagy nyílt sebeken.
- Kerüld a csontok és ízületek közvetlen masszírozását.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget érzel, hagyd abba a használatot.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárold.
- Kerüld a nedvességet és a közvetlen napfényt.
- Használaton kívül a masszázsfőket tartsd a tároló tasakban.